

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Осмотр отоларинголога

**Министерство здравоохранения
Амурской области**

2013

1. Ввод данных осмотра отоларинголога

Ввод данных детального осмотра отоларинголога производится в записи "Осмотр - Отоларинголог" на экранных формах группы ЛОР. Чтобы перейти на требуемую экранную форму, нажмите кнопку ЛОР и, удерживая нажатой кнопку мыши, выберите нужную форму из открывшегося списка. Особенности ввода данных на каждой экранной форме приведены ниже.

Примечание. Данные общего осмотра следует заполнить на экранной форме *Осмотр*.

Экранная форма "ЛОР-Осмотр"

Результаты осмотра отоларинголога вносятся в поля, расположенные на экранной форме ЛОР-Осмотр (рис. 1).

Каждое поле соответствует осмотру какого-либо органа. Для быстрого ввода можно воспользоваться контекстным справочником.

Кнопка **Стандартные** открывает контекстный справочник с перечнем заболеваний. При выборе одного из них в поля автоматически вносятся стандартные симптомы выбранного заболевания.

ОСМОТР	
<input checked="" type="checkbox"/> удовлетворительное	Стандартные
<input type="checkbox"/> средней тяжести	
<input type="checkbox"/> тяжелое	
<input type="checkbox"/> крайне тяжелое	
<input type="checkbox"/> агональное	
<input type="checkbox"/> клиническая смерть	
Температура тела: 36,6	Рост: 181
АД справа:	Вес: 80
АД слева:	ИМТ: 24,42
Нос:	без особенностей
Уши:	AD=AS
Глотка:	без особенностей
Гортань:	без особенностей
Носоглотка:	свободна

Рисунок 1. Экранная форма "ЛОР-Осмотр"

Экранная форма "Расширенный ЛОР-Осмотр"

Вид экранной формы для ввода данных расширенного осмотра показан на рис. 2.

На форме расположены поля для текстового описания результатов осмотра. Заполнение полей осуществляется самостоятельно с клавиатуры или с помощью контекстного справочника.

Также для автоматического ввода данных предназначены следующие кнопки:

- **Норма** (результаты осмотра здорового пациента);
- **Аденоиды** (результаты осмотра при патологически увеличенных миндалинах);
- **Предыдущее** (предыдущий осмотр пациента).

Расширенный ЛОР-осмотр (Диагноз не установлен/06.11.2012) [Врач: ДЕМОНС]

« Предыдущее « Норма « Аденоиды

НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ

Носовое дыхание: свободное.

Носовая перегородка: по средней линии.

Носовые ходы: свободны, слизистая оболочка носа розовая, влажная.

Носовые раковины: обычной формы и размера.

Слизистая носа: розовая

Отделяемое носа: отсутствует

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ, ГЛОТКА

Носоглотка: купол свободный.

Полость рта:

Слизистая глотки: не изменена

Мягкое небо: подвижность сохранена, симметрично.

Язычок: обычной формы.

Лимфатические узлы:

Небные дужки:

Небные миндалины: 1 степени, лакуны чистые.

Язычная миндалина: не изменена.

Другие изменения при фарингоскопии:

Голосовая функция: не изменена

Рисунок 2. Экранная форма "Расширенный ЛОР-Осмотр"

Часть данных осмотра может быть отмечена на схеме (рис. 3). Панель инструментов схемы содержит стандартные средства рисования и ввода комментариев.

УШИ																							
<p>Уши:</p> <p>AD - слуховой проход свободный, кожа слухового прохода светлая, МТ серая, контуры визуализируются = AS. шепотная речь 6м/6м. разговорная речь более 6 м/более 6 м.</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Камертональные про</th> <th>AD</th> <th>AS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Проба Вебера</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проба Ринне</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проба Швабаха</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Слух ш.р.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Слух р.р.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Нистаги</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Камертональные про	AD	AS	Проба Вебера			Проба Ринне			Проба Швабаха			Слух ш.р.			Слух р.р.			Нистаги				
Камертональные про	AD	AS																					
Проба Вебера																							
Проба Ринне																							
Проба Швабаха																							
Слух ш.р.																							
Слух р.р.																							
Нистаги																							
<p>ЛАРИНГОСКОПИЯ</p> <p>Надгортанник: обычной формы.</p> <p>Голосовые связки: белые, ровные, фонация полная.</p> <p>Гортань: без изменений</p> <p>Трахея: кольца трахеи хорошо визуализируются.</p> <p>Надскладочное пространство: не изменено</p> <p>Подскладочное пространство: не изменено</p> <p>Грушевидные карманы: не изменены</p> <p>Другие изменения при ларингоскопии: нет</p>																							
<p>ЗАДНЯЯ РИНОСКОПИЯ</p> <p>Аденоиды: I ст.</p> <p>Наличие налетов: нет</p> <p>Другие изменения ЛОР-органов: нет</p> <p>Устья евстахиевых труб: без изменений</p> <p>Сосцевидный отросток: отечность кожных покровов над сосцевидным отростком слева</p>																							

Рисунок 3. Экранная форма "Расширенный ЛОР-Осмотр"